

Preparação de Soluções

para placas Colour Holographic BB640

Revelador CW-C2:

Parte A

2.00g | Metol

12.50g | Ácido ascórbico

Perfazer até **500mL** | Água destilada

ParteB

35.00g | Carbonato de sódio

7.50g | Hidróxido de sódio

Perfazer até **500mL** | Água destilada

Branqueador:

35.00g | Sulfato de cobre, penta-hidratado

100.00g | Brometo de potássio

5.00g | Bissulfato de sódio, mono-hidratado

Perfazer até **1000mL** | Água destilada